

BIOBALL 菌種一覧

220209

カテゴリー	日水製薬 製品コード	bMJ 製品コード	日水製薬 統一商品コード	菌名/製品名	菌株名	包装単位	製造後 使用期限	BSL	JP17*	希望納入 価格(円)	備考
MultiShot 550	35829	56011	302358298	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	20vial	2年	1	○	150,000	孢子
	35830	56012	302358304	Bacillus subtilis	NCTC 10400	20vial	2年	1	○		芽胞
	35831	56013	302358311	Candida albicans	NCPF 3179	20vial	2年	2	○		
	35832	56014	302358328	Clostridium sporogenes	NCTC 12935	20vial	2年	2	○		芽胞
	35833	56015	302358335	Enterococcus faecalis	NCTC 12697	20vial	2年	2			受発注
	35834	56016	302358342	Escherichia coli	NCTC 12923	20vial	2年	2	○		
	35835	56017	302358359	Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924	20vial	2年	2	○		
	35836	56018	302358366	Salmonella abony	ACM 5080	20vial	2年	2	○		
	35837	56019	302358373	Staphylococcus aureus	NCTC 10788	20vial	2年	2	○		
	35820	56001	302358205	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	10vial	2年	1	○	82,000	孢子
	35821	56002	302358212	Bacillus subtilis	NCTC 10400	10vial	2年	1	○		芽胞
	35822	56003	302358229	Candida albicans	NCPF 3179	10vial	2年	2	○		
	35823	56004	302358236	Clostridium sporogenes	NCTC 12935	10vial	2年	2	○		芽胞/受発注
	35824	56005	302358243	Enterococcus faecalis	NCTC 12697	10vial	2年	2			受発注
	35825	56006	302358250	Escherichia coli	NCTC 12923	10vial	2年	2	○		
	35826	56007	302358267	Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924	10vial	2年	2	○		
	35827	56008	302358274	Salmonella abony	ACM 5080	10vial	2年	2	○		受発注
	35828	56009	302358281	Staphylococcus aureus	NCTC 10788	10vial	2年	2	○		
	35812	416589	302358120	Burkholderia cepacia	NCTC 10743	10vial	2年	2		受発注	
35813	416600	302358137	Cutibacterium acnes	DSM 1897	10vial	2年	1		受発注		
再溶解液	35838	56021	302358380	Re-Hydration Fluid	—	20vial	5年			5,000	
選択培地用再溶解液	35815	417843	302358151	ALT Re-Hydration Fluid	—	20vial	1年			5,500	
SingleShot 30	35839	56022	302358397	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	20vial	2年	1	○	60,000	孢子
	35840	56023	302358403	Bacillus cereus	NCTC 7464	20vial	2年	2			芽胞/受発注
	35841	56024	302358410	Bacillus subtilis	NCTC 10400	20vial	2年	1	○		芽胞
	35842	56026	302358427	Candida albicans	NCPF 3179	20vial	2年	2	○		
	35843	56027	302358434	Citrobacter freundii	NCTC9750	20vial	1年	2			受発注
	35844	56028	302358441	Clostridium perfringens	NCTC 8798	20vial	2年	2			芽胞/受発注
	35845	56029	302358458	Clostridium sporogenes	NCTC 12935	20vial	2年	2	○		芽胞
	35846	56030	302358465	Klebsiella aerogenes	NCTC 10006	20vial	2年	2			受発注
	35847	56031	302358472	Enterococcus faecalis	NCTC 12697	20vial	2年	2			受発注
	35848	56032	302358489	Enterococcus faecalis	NCTC 775	20vial	2年	1			受発注
	35849	56033	302358496	Escherichia coli	NCTC 9001	20vial	2年	1			受発注
	35850	56034	302358502	Escherichia coli	NCTC 12923	20vial	2年	2	○		
	35851	56035	302358519	Escherichia coli	NCTC 12241	20vial	2年	2			受発注
	35852	56038	302358526	Listeria innocua	NCTC 11288	20vial	2年	1			受発注
	35853	56039	302358533	Listeria monocytogenes	NCTC 11994	20vial	2年	2			受発注
	35854	56040	302358540	Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924	20vial	2年	2	○		
	35855	56042	302358557	Salmonella abony	ACM 5080	20vial	2年	2	○		
	35856	56045	302358564	Staphylococcus aureus	NCTC 10788	20vial	2年	2	○		
	35857	56046	302358571	Streptococcus pyogenes	NCTC 12696	20vial	2年	2			受発注
	35861	56092	302358618	Staphylococcus epidermidis	NCTC 6513	20vial	2年	2			受発注
35806	412690	302358069	Kocuria rhizophila	NCTC 8340	20vial	2年	1		受発注		
35819	421876	302358199	Cutibacterium acnes	DSM 1897	20vial	2年	1		受発注		
SingleShot 75	35872	423233	302358724	Methylobacterium extorquens	NBRC 15911	20vial	2年	1	○	72,000	飢餓細胞
HighDose 10K	35858	56049	302358588	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	20vial	2年	1	○	60,000	孢子/受発注
	35859	56050	302358595	Candida albicans	NCPF 3179	20vial	2年	2	○		受発注
	35860	56051	302358601	Clostridium perfringens	NCTC 8798	20vial	2年	2			芽胞/受発注
	35862	56143	302358625	Bacillus subtilis	NCTC 10400	20vial	2年	1	○		芽胞/受発注
	35863	56144	302358632	Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924	20vial	2年	2	○		受発注
	35869	56158	302358694	Klebsiella aerogenes	NCTC 10006	10vial	2年	2		30,000	
	35870	56159	302358700	Staphylococcus aureus	NCTC 10788	10vial	2年	2	○		
	35871	56160	302358717	Escherichia coli	NCTC 9001	10vial	2年	2			
	35807	413776	302358076	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	10vial	2年	1	○		孢子/受発注
	35808	413777	302358083	Bacillus subtilis	NCTC 10400	10vial	2年	1	○		芽胞/受発注
	35809	413778	302358090	Candida albicans	NCPF 3179	10vial	2年	2	○		受発注
35810	413779	302358106	Clostridium perfringens	NCTC 8798	10vial	2年	2		芽胞/受発注		
35811	413831	302358113	Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924	10vial	2年	2	○	受発注		

カテゴリー	日水製薬 製品コード	bMJ 製品コード	日水製薬 統一商品コード	菌名/製品名	菌株名	包装単位	製造後 使用期限	BSL	JP17*	希望納入 価格(円)	備考
Multishot 10E8	35801	410106	302358014	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	10vial	2年	1	○	75,000	孢子
	35864	56145	302358649	Candida albicans	NCPF 3179	10vial	2年	2	○		
	35865	56146	302358656	Escherichia coli	NCTC 12923	10vial	2年	2	○		
	35866	56147	302358663	Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924	10vial	2年	2	○		
	35867	56148	302358670	Staphylococcus aureus	NCTC 10788	10vial	2年	2	○		
	35817	418228	302358175	Burkholderia cepacia	NCTC 10743	10vial	1年	2			受発注
	35874	423596	302358748	Bacillus subtilis	NBRC 13722	10vial	2年	1			芽胞/受発注
再溶解液	35838	56021	302358380	Re-Hydration Fluid	-	20vial	5年			5,000	

微生物限度試験用

カテゴリー	日水製薬 製品コード	bMJ 製品コード	日水製薬 統一商品コード	菌名/製品名	菌株名	包装単位	製造後 使用期限	BSL	JP17*	希望納入 価格(円)	備考
Singleshot Mixed	35803	412541	302358038	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	12vial (各2vial)	2年	1	○	42,000	孢子
				Bacillus subtilis	NCTC 10400			1	○		芽胞
				Candida albicans	NCPF 3179			2	○		
				Escherichia coli	NCTC 12923			2	○		
				Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924			2	○		
				Staphylococcus aureus	NCTC 10788			2	○		
Multishot 550 Mixed	35802	412540	302358021	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	12vial (各2vial)	2年	1	○	105,000	孢子
				Bacillus subtilis	NCTC 10400			1	○		芽胞
				Candida albicans	NCPF 3179			2	○		
				Escherichia coli	NCTC 12923			2	○		
				Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924			2	○		
				Staphylococcus aureus	NCTC 10788			2	○		

無菌試験用

カテゴリー	日水製薬 製品コード	bMJ 製品コード	日水製薬 統一商品コード	菌名/製品名	菌株名	包装単位	製造後 使用期限	BSL	JP17*	希望納入 価格(円)	備考
Singleshot Mixed	35804	412646	302358045	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	12vial (各2vial)	2年	1	○	42,000	孢子
				Bacillus subtilis	NCTC 10400			1	○		芽胞
				Candida albicans	NCPF 3179			2	○		
				Clostridium sporogenes	NCTC 12935			2	○		芽胞
				Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924			2	○		
				Staphylococcus aureus	NCTC 10788			2	○		
Multishot550 Mixed	35805	412647	302358052	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	12vial (各2vial)	2年	1	○	105,000	孢子
				Bacillus subtilis	NCTC 10400			1	○		芽胞
				Candida albicans	NCPF 3179			2	○		
				Clostridium sporogenes	NCTC 12935			2	○		芽胞
				Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924			2	○		
				Staphylococcus aureus	NCTC 10788			2	○		

保存効力試験用

カテゴリー	日水製薬 製品コード	bMJ 製品コード	日水製薬 統一商品コード	菌名/製品名	菌株名	包装単位	製造後 使用期限	BSL	JP17*	希望納入 価格(円)	備考
Multishot 10E8 Mixed	35868	56150	302358687	Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	10vial (各2vial)	1年	1	○	87,500	孢子
				Candida albicans	NCPF 3179		2年	2	○		
				Escherichia coli	NCTC 12923			2	○		
				Pseudomonas aeruginosa	NCTC 12924			2	○		
				Staphylococcus aureus	NCTC 10788			2	○		

* 日本薬局方第17局掲載菌株
BSL バイオセーフティレベル

BIOBALL関連情報

使用承諾書ダウンロード : <https://www.cosmokai/>
 試験成績書 : https://www.mybiomerieux.com/ja_JP/group/japan
 ※ユーザー登録が必要です
 其他のお問合せ先: 日水製薬カスタマーサポート
 TEL: 03-5846-5707
 FAX: 03-5846-5629

保管温度

BIOBALL: -18~-33°C
 Re-Hydration Fluid: 18~25°C
 Alt Re-Hydration Fluid: 2~8°C

ATCC is a trademark belonging to the American Type Culture Collection

NCTC is a trademark of the Public Health England